

ПРОБИРКИ

ЦВЕТНЫЕ & ЧЁРНЫЕ



BIOTOOL SWISS

- ✓ Уникальный размер: 5 мл;
- ✓ Используются в диапазоне температур от -86 до +121 °С;
- ✓ Свободные от пирогенов, ДНК-азы/ РНК-азы;
- ✓ Чёрные пробирки со 100% защита от света: 0,5-50 мл;
- ✓ Идеальны для хранения светочувствительных образцов;



Цветные пробирки объемом 5 мл обладают уникальным размером и пригодны для использования в центрифугах.

Они изготовлены из полипропилена, что позволяет выдерживать автоклавирование (121 °С в течение 15 минут при 103,5 кПа), кипячение и центрифугирование при 14 000 оборотов в минуту.

Пробирки могут центрифугироваться в той же самой центрифуге, что и пробирки на 15 мл. Применение пробирок меньшего объема существенно уменьшает риск загрязнения образца, связанный с высотой пробирки (например 15/50 мл) при введении наконечника пипетки в пробирку. Также пробирки пригодны для заморозки при -90°С. На крышке пробирки предусмотрена матовая область, что может использоваться для пометки образцов и дальнейшей их идентификации.


Чёрные пробирки LITESAFE являются уникальными и обеспечивают защиту от света на 100%. Образец в данной пробирке не подвергается воздействию света вовсе, благодаря чему отпадает необходимость в том, чтобы заворачивать пробирку в алюминиевую фольгу.

Данные пробирки изготовлены из темного полипропилена и способны выдерживать температуру 100 °С, центрифугирование при 15 000 оборотов в минуту. Пробирки объемом 0,5 мл / 1, 5 мл выдерживают автоклавирование (121 °С в течение 15 минут при 103,5 кПа), кипячение и центрифугирование с ускорением до 30 000 см/с².

Пробирки объемом 15 и 50 мл поставляются стерильными и готовыми к использованию.

Технические характеристики:

объём,мл	вращ-е, см/с ²	темп. диапазон,°С	стерильность
0.5	30'000	-196 / +121	автоклавир.
1.5	30'000	-196 / +121	автоклавир.
5.0	5'000	- 86 / +121	автоклавир.
15	8'400	- 86 / +121	стерильно
50	10'000	- 86 / +121	стерильно



КАТАЛОГ:

AG. T2076A	Коническая пробирка с пробкой, цвет прозрачный, 5 мл	200 шт. / уп.
AG. T2077A	Коническая пробирка с пробкой, цвет голубой, 5 мл	200 шт. / уп.
AG. T2078A	Коническая пробирка с пробкой, цвет жёлтый, 5 мл	200 шт. / уп.
AG. T2079A	Коническая пробирка с пробкой, цвет зеленый, 5 мл	200 шт. / уп.
AG. T2080A	Коническая пробирка с пробкой, цвет розовый, 5 мл	200 шт. / уп.
AG. T2081A	Коническая пробирка с пробкой, цвет черный, 5 мл	200 шт. / уп.
AG.T7456-001	LITESAFE микроцентрифужная пробирка, цвет черный, 0,5 мл	500 шт. / уп.
AG.T7100BK	LITESAFE микроцентрифужная пробирка, цвет черный, 1,5 мл	500 шт. / уп.
AG.TB1500	LITESAFE микроцентрифужная пробирка, цвет черный, 15,00 мл	50 шт. / уп.
AG.TB5000	LITESAFE микроцентрифужная пробирка, цвет черный, 50,00 мл	50 шт. / уп.
AG. R3121	Штатив для пробирок Litesafe на 100 позиций, 5x10 шт.	50 шт. / уп.

Размер упаковки: 0,25 кг, 30x45x8 см/уп.

Официальный представитель компании BIOTOOL SWISS в РБ ОДО «Лабмикс»: 220059, Минск, РБ, , ул. Сухаревская, 48/6 Ж

Тел./факс: +375 17 202 50 04, +375 17 233 93 31

+375 44 779 40 10, +375 44 787 40 10

info@labmix.by

www.labmix.by